

PRE – INFORME N°3 Equilibrio químico en medio acuoso (pH)

Fecha 13/05/2025

			Nota equipo		
			Objetivos /1.0		
			Consulta	/0.5	
	0	0	Formato de registro	/1.0	
	₹	<u>.a</u>	Conclusiones	/0.5	
	Q	Equipo	Pregunta	/0,5	
	E	Ĕ	Nota individu		
	Se	ta e	Desempe 6	/0.5	
Nombres	Desempeño	Nota			
Miguel Mena					
Agustín Londoño					
Samuel Ceballos					
Juan David Romero					


Objetivo General

Descubrir la relación entre la fluidez del Slime y como los diferentes niveles de pH afectan la reticulación del PVA y las propiedades físicas en general del slime.

Preguntas a responder antes de la sección experimental

1.





2. El bórax sirve como reticulante porque une cadenas de un material plástico (como el PVA), formando una red más firme y elástica. Cuando el bórax se mezcla con agua, se separa en iones especiales. Esos iones se pegan a varias cadenas del polímero al mismo tiempo, formando los enlaces como si se cocieran muchos hilos sueltos para hacer una red.

Referencia: Casassa et al. (1986)

3. Si se agrega ácido clorhídrico (HCL), el HCl liberará iones H⁺, lo que bajara su pH. A pH bajo, el borato se convierte en ácido bórico (B(OH)₃), que no forma enlaces cruzados eficientemente. Dado que hay menos enlaces entre cadenas, esto causara menos viscosidad, por lo tanto, resultando un slime más líquido.

Si se agrega hidróxido de sodio(NaOH), este liberará iones OH^- , subiendo su pH. A pH alto, el ácido bórico formará iones borato (B(OH)₄ $^-$), que son más activos para formar enlaces cruzados con el PVA. Dado que hay más enlaces entre cadenas, este causara más viscosidad, por lo tanto, produciendo un slime más espeso.

Referencia: Dcashman (2021)



1. Preparación de la solución de bórax:

a. Registro sobre el bórax

Pureza del reactivo bórax (%)	100%	
Masa molar del bórax (g/mol)	381.38 g/mol	
Densidad del bórax (g/mL)	0.8 - 1.20g/ml	
Color, textura	Blanca	

b. Registro sobre la solución de bórax

Solución de bórax			
Masa del bórax (g)	0.7 g		
Masa del agua a emplear (g)	69.3 g		
Color, textura	Transparente		
Volumen de agua a calentar (mL)	60.43 ml		
Tiempo de disolución (min)	2 min 6 sec		
¿Partículas insolubles?	No		
Volumen final de bórax (mL)	69.43 ml		
pH experimental de la solución	3		

2. Preparación de soluciones de PVA al 7,7 % m/m

a. Registro sobre el PVA

Pureza del reactivo (%)	100%
Masa molar del PVA (g/mol)	44.05 g/mol
Densidad (g/mL)	1.19 g/ml
Color, textura	Blanca

h. Registro soluciones de PVA 7.7% m/m:

	Solución 1	Solución 2	Solución 3	
Masa de PVA (g)	5.005 g	5.005 g	5.005 g	
Masa del agua a emplear (g)	59.995 g	59.995 g	59.995 g	
Color, textura	Transparente, Transparent		Transparente, muy	
	muy denso	muy denso	denso	
Volumen de agua a calentar (mL)	60.12 ml	60.12 ml	60.12 ml	
Tiempo de disolución (min)	30 min	30 min	30 min	
¿Partículas insolubles?	No	No	No	
Volumen de PVA final (mL)	60.12 ml	60.12 ml	60.12 ml	
	PM 2	PVA 2	Rua 3	

3



c. Preparación del Slime

Muestra	Volumen de PVA	Volumen	Observación	Registro
	final (mL)	solución de		Fotográfico
		bórax (mL)		
1	60.12 ml	15 ml	Muy transparente, de color, muy viscosa, algo densa y pegajosa	Pva 2
2	60.12 ml	15 ml	Más transparente de color, mucho más viscosa, densa y pegajosa, la sustancia se despedaza fácilmente.	2
3	60.12 ml	15 ml	Poco transparente, mucho más roja en color, más líquida y menos densa.	ha 3

d. Medición de propiedades



Prueba de fluidez

Muestra	Volumen adicionado	Tiempo	Distancia	Observación	Registro
	de ácido o base (mL)	(s)	(cm)		Fotográfico
1	N/A	2 min, 10	10 cm	Esta solución	
		segundos		tardo un largo	
				periodo en	
				estirar por su	
				alta densidad.	
2	3 ml	6 min	10 cm	Esta se tardó el	
				doble de	
				tiempo en	3 15
				estirar, por su	
				alta densidad,	
				sin embargo,	
				se despedazó	
				al final.	
3	3 ml	N/A	N/A	La prueba de	
				fluidez no es	
				posible de	
				hacer con esta	
				solución dado	
				que es líquida.	

Conclusiones parciales

Para concluir, en este laboratorio, se hicieron tres muestras iguales de una mezcla de Bórax y PVA, y cada una con un diferente cambio. Basándonos en conceptos de reacciones de ácidos, bases, neutralización y



pH, se han podido medir los cambios de propiedades en una solución. Algunos tienden a tornarse más fuertes dado que se les agrega más sustancia de su grupo funcional, mientras otros tienden a neutralizarse dado a la mezcla entre ácido y base. Algunos se vuelven más líquidos mientras otros se vuelven más sólidos. En general, sus propiedades físicas como, su densidad, volumen, peso y masa pueden cambiar de un extremo al otro. En general, la experiencia facilitó la comprensión de cómo la adición de ácidos y bases pequeñas variaciones en la pureza en los reactivos pueden modificar significativamente las características físicas de un material.

Adicionalmente, se mostró que factores como impurezas, la temperatura, las inconsistencias en el momento de mezclarlas y precisión en la medición pueden afectar los resultados experimentales, tal como se evidenció al comparar el pH teórico y el pH medido destacando la importancia del control experimental y la observación detallada en el estudio de sustancias en medio acuoso.

Respuesta a las preguntas

- **a. Respuesta A:** El anaranjado de metilo es una sustancia indicadora ácido-base con el siguiente comportamiento:
 - Rango de pH del cambio de color: entre 3,1 y 4,4.
 - Color en medio ácido (pH < 3,1): rojo.
 - Color en medio básico (pH > 4,4): amarillo.
 - En el pH intermedio (3,1 4,4): aparece una transición de naranja.
- **b. Respuesta B:** Dependiendo del tipo de sustancias con las que se estén trabajando, se pueden utilizar:

Fenolftaleína:

- pH < 8,2: incoloro.
- pH > 10: rosado intenso.

Azul de bromotimol:

- pH < 6,0: amarillo.
- pH entre 6,0 7,6: verde pH > 7,6: azul.

Rojo de metilo:

- pH < 4,4: rojo.
- pH > 6,2: amarillo.

c. Respuesta C: El bórax en solución acuosa es anfótero y, por ello, muestra un comportamiento buffer. Explicar este comportamiento.



El bórax actúa como buffer porque su ion tetraborato $(B_4O_7^{2-})$ puede:

- Aceptar protones (H⁺) → Comportamiento básico.
- Donar protones al reaccionar con el agua formando ácido bórico (H₃BO₃) → Comportamiento ácido.

Este doble comportamiento lo hace anfótero, y permite mantener estable el pH frente a pequeñas adiciones de ácidos o bases.

d. Respuesta D: El bórax en agua inicia:


$$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O(s) \rightarrow 2Na^+(ac) + B_4O_7^{2-}(ac) + 10H_2O(l)$$

Luego el ion tetraborato sufre hidrólisis:

$$B_4O_7^{2-} + 7H_2O \leftrightarrow 4H_3BO_3 + 2OH^-$$

Esta reacción produce iones OH⁻, por eso el pH de una solución de bórax es básico (típicamente entre 9 y 9,5 para concentraciones normales de laboratorio). Esto se debe a que se comporta como base cada que trabaja con ácidos.

e. Respuesta E:



- pH obtenido teóricamente: 9.383 - pH obtenido en el experimento: 6 Esta diferencia de pH puede darse por impurezas en la sustancia e inconsistencias cuando se mezcló la sustancia con el indicador pH.

Referencias

TED-Ed. (2013, October 24). The strengths and weaknesses of acids and bases - George Zaidan and Charles Morton [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=DupXDD87oHc

Casassa, E. Z., Sarquis, A. M., & Van Dyke, C. H. (1986). The gelation of polyvinyl alcohol with borax: A novel class participation experiment involving the preparation and properties of a "slime". Journal of Chemical Education, 63(1), 57–60 Casassa, E. Z., Sarquis, A. M., & Van Dyke, C.

H. (1986). The gelation of polyvinyl alcohol with borax: A novel class participation experiment involving the preparation and properties of a "slime". Journal of Chemical Education, 63(1), 57–60 http://kinampark.com/T-

 $\underline{Polymers/files/All\%20References/Casassa\%201986\%2C\%20The\%20gelation\%20of\%20PVA\%20with\%}\\ \underline{20borax.pdf}$



Dcashman. (2021, June 29). Chemistry Demonstration: PVA Slime | Tennessee Tech Chemistry Computer Resources. https://sites.tntech.edu/dcashman/2021/06/29/chemistry-demonstration-pva-slime/